



TOPSCIENCE众山



# SMOHYA®致泽

阳离子透明质酸

Cationic Hyaluronate

原料报送码：  
005242-00507-7324

山东众山生物科技有限公司

SHANDONG TOPSCIENCE BIOTECH CO., LTD.

山东省日照市岚山区岚山西路 98 号

电话：0532-80821290

邮箱：sales@topscience.cn

网站：www.topscience.cn

青岛众智生物科技有限公司

QINGDAO TRONGEN BIOTECH CO., LTD.

山东省青岛市崂山区松岭路 330 号 3 号楼

电话：0532-80821290

邮箱：sales@trongenbio.com

网站：www.topscience.cn





**INCI 名称：羟丙基三甲基氯化铵透明质酸**

**分子式：(C<sub>14</sub>H<sub>(20-x)</sub>NO<sub>11</sub>Na(C<sub>6</sub>H<sub>15</sub>NOCl)<sub>x</sub>)<sub>n</sub>, x 为阳离子化度**

**阳离子化度：0.15~0.60**

**推荐用量：0.1%~1.0%**



## ① 产品特性



天然温和，可显著增强头皮的水合保湿能力，滋润头皮，改善瘙痒及头屑状况



具有极佳吸附性和高亲和性，耐冲洗，能持久、高效发挥保湿和滋养作用




可显著降低表面活性剂对皮肤的刺激，使肤感丝滑不粘腻



可有效降低紫外线对头发和皮肤的伤害，调节新陈代谢，促进头皮细胞修护，改善头皮屏障功能

## ② 功效实验



实验表明，人的毛发对 SMOHYA® 致泽具有吸附性，且吸附性大于未经阳离子化的透明质酸钠。

## ③ 适用范围

01

洗发护发类：  
香波，发膜，精油等

02

清洁类：  
洗面奶，清洁皂，沐浴露等

03

护肤类：  
爽肤水，乳液，面霜等

## ④ 包装储存

1. 100g/瓶，内包装为药用高密度聚乙烯瓶。

2. 1kg/袋，5kg/袋内包装为药用低密度聚乙烯袋和铝箔袋。

3. 遮光，密闭，2-8°C保存。

4. 本产品为多糖物质，使用时现用现配，如有剩余，请注意防腐。