



TOPSCIENCE众山



超微透明质酸钠

Superfine Sodium Hyaluronate

原料报送码：
006722-00507-8739

山东众山生物科技有限公司

SHANDONG TOPSCIENCE BIOTECH CO., LTD.

山东省日照市岚山区岚山西路 98 号

电话：0532-80821290

邮箱：sales@topscience.cn

网站：www.topscience.cn

青岛众智生物科技有限公司

QINGDAO TRONGEN BIOTECH CO., LTD.

山东省青岛市崂山区松岭路 330 号 3 号楼

电话：0532-80821290

邮箱：sales@trongenbio.com


网站：www.topscience.cn



INCI名称: 透明质酸钠

分子式: (C₁₄H₂₀NaNO₁₁)_n

推荐用量: ≤2.0%



产品优势



在常规化妆品级透明质酸钠基础上, 采用超细粉碎技术制备, 粒径可达微米级别



超微透明质酸钠产品的粒径小, 可使透明质酸钠均匀分散在油性配方中



在日化领域, 超微透明质酸钠可以很好地起到补水保湿、润滑、营养肌肤等作用

质量指标

项 目	标 准
性状	白色或淡黄色粉末
鉴别 A. 红外光谱 B. 钠盐鉴别(b)反应	与透明质酸钠欧洲药典标准图谱一致 呈正反应
pH	6.0~8.0 (0.1%)
分子量	报告实测值
蛋白质	吸收度≤ 0.5 (280nm) ≤ 0.3% (以干品计)
灰分	≤ 13%
炽灼残渣	≤ 20.0% (以干品计)
重金属	≤ 20 ppm
砷	≤ 2 ppm
透明质酸钠含量	≥ 95.0% (以干品计)
需氧菌总数	≤ 100 cfu/g
霉菌和酵母菌	≤ 10 cfu/g
松密度	实测值
实密度	实测值
粒度	D90 < 20μm

应用方向

可应用于日化领域, 如: 口红、唇膏、唇蜜、粉底、气垫霜、BB霜、水乳、面霜等产品中。

包装储存

- 100g/瓶, 1kg/袋, 5kg/袋或按客户的要求包装。内包装为药用低密度聚乙烯袋, 密封后置于铝箔袋中, 或按照客户要求的形式包装。
- 遮光, 密闭, 2~8℃保存。